

Table des matières

A-Pré-Reguis	2
B-Installation Mysgl	2
C-Paramétrage de Mysgl	5
D-Installation de MedinTux	8
E-Configurer MedinTux	12
5	

©Copyright 2006 - ALBATROS INFORMATIQUE SARL - NANTES	HENRY Damien - dhenry@albatros-info.fr
http://www.albatros-info.fr/	Date création : 31/01/06 - Révision : 146



A- Pré-Requis

Un Serveur de base de données Mysql, Version 4 Maximum. *** La Version 5 de Mysql, n'est pas supportée pour l'instant ***

B- Installation Mysql

Vous n'avez pas de serveur Mysql installé, cette procédure vous explique l'installation de Mysql sous Windows.

Téléchargez la Version 4 (Essential) sur http://dev.mysql.com/downloads/mysql/4.1.html

Démarrer l'installation :



Cliquez sur le bouton « Next »



Selectionnez « Custom » puis cliquez sur le bouton « Next »

🔀 MySQL Server 4.1 - Setup Wizard	
Custom Setup Select the program features you want installed.	
Click on an icon in the list below to change how a feature is in MySQL Server Client Programs C Include Files / Lib Files	Istalled. Feature Description Installs the MySQL-server executables. This feature requires 8668KB on your hard drive.
Install to: C:\mysql\	Change
Help < Back	Next > Cancel

Sélectionnez « Mysql Server » et « Client Programs », vous pouvez changer le chemin d'installation, si vous le souhaitez avec le bouton « change », puis cliquez sur « next »

©Copyright 2006 – ALBATROS INFORMATIQUE SARL - NANTES	HENRY Damien - dhenry@albatros-info.fr
http://www.albatros-info.fr/	Date création : 31/01/06 - Révision : 146

1		Installe pour	r MEDIN WINDOV	ITUX VS		Réf: ALBIN019.od
🔂 МуЅС	<u>)L Server 4.1</u>	- Setup Wizard	J			×
Ready The v	to Install the I	Program begin installation. or change any of s	our installation	settings, click Ba	ck, Click Cancel to	
exit t Curre Setu	the wizard. nt Settings: p Type: Tustom					
Dest	ination Folder: :\mysql\	η				
		(< Back	Install	Cance	

Cliquez sur « Install » pour procéder à l'installation.

L'installation terminé, le programme va maintenant poursuivre avec la configuration du serveur.



C- Paramétrage de Mysql

Cette phase est intégrée au processus d'installation de Mysql. Si ce processus ne démarre pas, cliquez sur « Démarrer », « Tous les programmes », Groupe « Mysql », puis cliquez sur « Mysql Server Instance Config Wizard», comme suit :



Sélectionnez « Standard Configuration », puis cliquez sur « Next »

©Copyright 2006 – ALBATROS INFORMATIQUE SARL - NANTES	HENRY Damien - dhenry@albatros-info.fr
http://www.albatros-info.fr/	Date création : 31/01/06 - Révision : 146

MySQL Server Instance Configuration Wiza	×
MySQL Server Instance Configuration Configure the MySQL Server 4.1 server instance.	\bigcirc
Please set the Windows options.	
This is the recommended way to run the MySQL server on Windows.	
Service Name: MySQL	
Include Bin Directory in Windows PATH	
Check this option to include the directory containing the server / client executables in the Windows PATH variable so they can be called from the command line.	
< Back Next >	Cancel

Laissez les paramètres par défaut, puis cliquez sur « Next »

MySQL Server I	nstance Configuration	Wizard	
MySQL Server Configure the I	Instance Configuration MySQL Server 4.1 server ins	tance.	
Please set the	security options.		
🗹 Modify Se	curity Settings		
	New root password:	****	Enter the root password.
root	Confirm:	****	Retype the password.
		Enable root a	ccess from remote machines
Create An A	Anonymous Account This option will create an ar note that this can lead to a	ionymous accour n insecure syster	it on this server. Please n.
		< Back	Next > Cancel

Décocher la case « Modify Security Settings », pour les besoins de cette démonstration, on se passera d'un mot de passe pour l'accès aux bases de données, cliquez sur « Next ».

http://www.albatros-info.fr/ Date création : 31/01/06 - Révision : 146	©Copyright 2006 – ALBATROS INFORMATIQUE SARL - NANTES HEN <u>http://www.albatros-info.fr/</u> HEN	ENRY Damien - dhenry@albatros-info.fr ate création : 31/01/06 - Révision : 146
--	---	---

Installer MEDINTUX pour WINDOWS

MySQL Server Instance Configuration Wizard	\mathbf{X}
MySQL Server Instance Configuration Configure the MySQL Server 4.1 server instance.	
Ready to execute	
Prepare configuration	
O Write configuration file	
 Start service 	
 Apply security settings 	
Please press [Execute] to start the configuration.	
< Back Execute C	ancel

Cliquez sur « Execute » pour démarrer le paramétrage.

MySQL Server Instance Configuration Wizard
MySQL Server Instance Configuration Configure the MySQL Server 4.1 server instance.
Processing configuration
Prepare configuration
♂ Write configuration file (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 4.1\my.ini)
Apply security settings
Configuration file created. Windows service MySQL installed. Service started successfully. Security settings applied. Press [Finish] to close the Wizard.
< Back Finish Cancel

Le paramétrage est terminé.



D- Installation de MedinTux

Lancez le setup de MedinTux,



cliquez sur «Suivant»



Acceptez le contrat, cliquez sur «Suivant»

	©Copyright 2006 – ALBATROS INFORMATIQUE SARL - NANTES HENE http://www.albatros-info.fr/ Date of	NRY Damien - dhenry@albatros-info.fr e création : 31/01/06 - Révision : 146
--	--	--

🞇 Installation - MedinTux 📃 🗖 🔀		
Dossier de destination Dù MedinTux doit-il être installé ?		
L'assistant va installer MedinTux dans le dossier suivant.		
Pour continuer, appuyez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, appuyez sur Parcourir.		
C:\Program Files\MedinTux Parcourir Parcourir		
Ť		
Le programme requiert au moins 87,0 Mo d'espace disque disponible.		
< Précédent Suivant > Annuler		

Modifiez si vous le souhaitez l'emplacement d'installation, cliquez sur «Suivant»

🎇 Installation - MedinTux		
Composants à installer Quels composants de l'application souhaitez-vous installer ?		
Sélectionnez les composants que vous désirez installer ; décochez les composants que vous ne désirez pas installer. Appuyez ensuite sur Suivant pour continuer l'installation.		
Installation complète	✓	
🗹 Installation du Glossaire	13,3 Mo	
k k		
Les composants sélectionnés nécessitent au moins 87,0 Mo d'espace disponible.		
< Précédent Suivar	nt > Annuler	

cliquez	sur	«Suivant)>>
-			

-	🞇 Installation - MedinTux	×
	Sélection du dossier du menu Démarrer Dù l'assistant d'installation doit-il placer les raccourcis du programme ?	3
	L'assistant va créer les raccourcis du programme dans le dossier du menu Démarrer indiqué ci-dessous.	
	sélectionner un autre dossier du menu Démarrer. MedinTux Parcourir	
©Copyright 2006 – A http://www.albatros-i	l⊰	@albatros-info.fr - Révision : 146
	< Précédent Suivant > Annuler	



Modifier le nom du groupe de programme qui apparaîtra dans le menu « démarrer »cliquez sur «Suivant»

🧱 Installation - MedinTux 📃 🗖 🗙		
Tâches supplémentaires Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ?		
Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de MedinTux, puis appuyez sur Suivant.		
Icônes supplémentaires :		
☑ Créer une icône sur le Bureau		
Créer une icône dans la barre de Lancement rapide		
ß		
< Précédent Suivant > Annuler		

Choisir la création ou non des icônes proposées, cliquez sur «Suivant»

🚟 Installation - MedinTux	
Prêt à installer L'assistant dispose à présent de toutes les ir votre ordinateur.	nformations pour installer MedinTux sur
Appuyez sur Installer pour procéder à l'instal modifier une option d'installation.	llation ou sur Précédent pour revoir ou
Dossier de destination : C:\Program Files\MedinTux	<u>^</u>
Type d'installation : Installation complète	
Composants sélectionnés : Installation du Glossaire	
Dossier du menu Démarrer : MedinTux	
Tâches supplémentaires :	✓
(< Précédent Installer Annuler

©Copyright 2006 – ALBATROS INFORMATIQUE SARL - NANTES	HENRY Damien - dhenry@albatros-info.fr
http://www.albatros-info.fr/	Date création : 31/01/06 - Révision : 146



Cliquez sur «Installer», attendre la fin d'installation.



Puis, cliquez sur «Terminer»

©Copyright 2006 - ALBATROS INFORMATIQUE SARL - NANTES	HENRY Damien - dhenry@albatros-info.fr
http://www.albatros-info.fr/	Date création : 31/01/06 - Révision : 146



E- Configurer MedinTux

Pour configurer MedinTux, lancez le programme « Configurer MedinTux » dans le groupe de Programmes « MedinTux », du menu « Démarrer »

🔁 OpenOffice.org 2.0	🕨 🙋 Configurer Medintux
🛅 Inno Setup 5	Désinstaller MedinTux
🛅 ISTool	🕨 💏 Manager
🛅 Cygwin-X	🕨 👸 Page d'accueil de MedinTux
i MedinTux	🕨 🍪 QLaboFtp

Vous obtenez maintenant cette fenêtre :

🕐 DATA MEDICAL DESIGN 🛛 (Installation et configuration de MedinTux) V : 1.00 🛛 💫 🏹 🗙
Paramètres de connexion au serveur
Nom de connexion : [root Mot de passe :]
Nom ou adresse IP de la machine distante : orion
Installation de la suite logicielle : MedinTux © 2005-2006 DATA MEDICAL DESIGN Version Libre
Installer les bases de MedinTux Mettre à jour Toutes les bases 💌 MEDIN'
Démarrer MedinTux
<u>> 10x</u>
Installation du Vidal Datasemp Installation de Sesam-Vitale
Avec mise à jour des données standard (fichiers .maj)
T Avec mise à jour des données SQL (fichiers .sql) Activer la base Datasemp
Copier les données Vidal Datasemp Juste une table
Index Version : Datasemp Version : 112B02 2
beedenp (creater a reported
Quitter

©Copyright 2006 – ALBATROS INFORMATIQUE SARL - NANTES	HENRY Damien - dhenry@albatros-info.fr	
http://www.albatros-info.fr/	Date création : 31/01/06 - Révision : 146	
[40/40]		



Cette fenêtre va permettre le paramétrage des accès de MedinTux au serveur de base de données Mysql, ainsi que la création des bases de données sur le serveur Mysql.

Par conséquent, dans la zone « compte de connexion » laisser root, laissez la zone « Mot de passe » vide, puis entrer dans la zone « Nom ou adresse Ip du serveur », soit :

- le nom réseau du serveur Mysql si vous travaillez sur un réseau.
- L'adresse ip du serveur Mysql si vous travaillez sur un réseau et que la résolution de nom ne fonctionne pas (Voir votre administrateur système).
- Ou tout simplement « localhost » si vous travaillez sur la machine hébergeant le serveur de base de données Mysql.

Le compte et mot de passe indiqué correspond au paramétrage que l'on a opéré au chapitre C.

Puis cliquez sur le bouton « Terminer ».

Procédons à l'installation des bases de données nécessaire au fonctionnement de MedinTux, cliquez sur le bouton « Installer les bases de MedinTux » en prenant soin de vérifier que la liste déroulante indique bien « Toutes les bases ».

Attendre la fin de l'installation des bases de données.

Maintenant cliquez sur le bouton « Quitter » au bas de cette fenêtre.

L'installation de MedinTux est terminée.

Toute l'équipe de MedinTux vous remercie de votre patience, et d'avoir choisi MedinTux. Bonne utilisation.

> Pour nous contacter, utiliser le forum sur le site de Gforge <u>http://adullact.net/forum/?group_id=227</u>

Toute l'équipe de MedinTux